


FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DISPOSITIVOS ENDOSCÓPIOS

Nome do Produto	Alça de Polipectomia	Referência	POL1-B7-10-23-220-OL
Registro ANVISA nº:	80022060114	Esterilização	Óxido de Etileno
Validade ANVISA	Vigente - Cadastro Classe II	Validade Produto	5 anos
Embalagem Primária	Envelope	Embalagem Secundária	Caixa
Quantidade Primária	Plástico 1	Quantidade Secundária	10

Especificação Técnica

ALÇA DE POLIPECTOMIA, OVAL, FIO TRANÇADO, 10MMX220CM

Cateter, uso único e estéril, alça de ressecção endoscópica electrocirúrgica. Indicada para a ressecção de pólipos no trato gastrointestinal. Formato oval, fio trançado, abertura de 10 mm, comprimento de 220 cm, canal de trabalho de 2.8 mm.



Fabricante

FUJIFILM MEDWORK GMBH, MEDWORKRING 1, 91315 HÖCHSTADT - HÖCHSTADT AN DER AISCH/ALEMANHA.

Importador

LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA
CNPJ nº 32.150.633/0001-72 AFE nº 1.03174-9
Rua Izabel Ramos Fabeni, nº 104 - São João, Itajaí - SC, 88304-050, Brasil

Nossos produtos
tem a qualidade garantida

FUJIFILM
Value from Innovation

FUJIFILM
Therapeutics

Matriz Santa Catarina

Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João
Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

Alameda São Boaventura, 392. Fonseca
Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
IE: 92044106

Filial São Paulo

Av. Ermanno Marchetti, 1435 - Galpão 01
Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
IE: 141547910112


FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DISPOSITIVOS ENDOSCÓPIOS

Nome do Produto	Alça de Polipectomia	Referência	POL1-B7-15-23-220-OL
Registro ANVISA nº:	80022060114	Esterilização	Óxido de Etileno
Validade ANVISA	Vigente - Cadastro Classe II	Validade Produto	5 anos
Embalagem Primária	Envelope	Embalagem Secundária	Caixa
Quantidade Primária	Plástico 1	Quantidade Secundária	10

Especificação Técnica

ALÇA DE POLIPECTOMIA, OVAL, FIO TRANÇADO, 15MMX220CM

Cateter, uso único e estéril, alça de ressecção endoscópica electrocirúrgica. Indicada para a ressecção de pólipos no trato gastrointestinal. Formato oval, fio trançado, abertura de 15 mm, comprimento de 220 cm, canal de trabalho de 2.8 mm.



Fabricante

FUJIFILM MEDWORK GMBH, MEDWORKRING 1, 91315 HÖCHSTADT - HÖCHSTADT AN DER AISCH/ALEMANHA.

Importador





LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA
CNPJ nº 32.150.633/0001-72 AFE nº 1.03174-9
Rua Izabel Ramos Fabeni, nº 104 - São João, Itajaí - SC, 88304-050, Brasil

**Nossos produtos
tem a qualidade garantida**





FUJIFILM
Value from Innovation

FUJIFILM
Therapeutics





Matriz Santa Catarina

 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João
Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
 IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

 Alameda São Boaventura, 392. Fonseca
Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
 IE: 92044106

Filial São Paulo

 Av. Ermanno Marchetti, 1435 - Galpão 01
Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
 IE: 141547910112


FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DISPOSITIVOS ENDOSCÓPIOS

Nome do Produto	Alça de Polipectomia	Referência	POL1-B7-20-23-220-OL
Registro ANVISA nº:	80022060114	Esterilização	Óxido de Etileno
Validade ANVISA	Vigente - Cadastro Classe II	Validade Produto	5 anos
Embalagem Primária	Envelope	Embalagem Secundária	Caixa
Quantidade Primária	Plástico 1	Quantidade Secundária	10

Especificação Técnica

ALÇA DE POLIPECTOMIA, OVAL, FIO TRANÇADO, 20MMX220CM

Cateter, uso único e estéril, alça de ressecção endoscópica electrocirúrgica. Indicada para a ressecção de pólipos no trato gastrointestinal. Formato oval, fio trançado, abertura de 20 mm, comprimento de 220 cm, canal de trabalho de 2.8 mm.



Fabricante

FUJIFILM MEDWORK GMBH, MEDWORKRING 1, 91315 HÖCHSTADT - HÖCHSTADT AN DER AISCH/ALEMANHA.

Importador




LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA
CNPJ nº 32.150.633/0001-72 AFE nº 1.03174-9
Rua Izabel Ramos Fabeni, nº 104 - São João, Itajaí - SC, 88304-050, Brasil

**Nossos produtos
tem a qualidade garantida**




FUJIFILM
Value from Innovation

FUJIFILM
Therapeutics




Matriz Santa Catarina

 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João
Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

 Alameda São Boaventura, 392. Fonseca
Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
IE: 92044106

Filial São Paulo

 Av. Ermanno Marchetti, 1435 - Galpão 01
Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
IE: 141547910112


FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DISPOSITIVOS ENDOSCÓPIOS

Nome do Produto	Alça de Polipectomia	Referência	POL1-B7-30-23-220-OL
Registro ANVISA nº:	80022060114	Esterilização	Óxido de Etileno
Validade ANVISA	Vigente - Cadastro Classe II	Validade Produto	5 anos
Embalagem Primária	Envelope	Embalagem Secundária	Caixa
Quantidade Primária	Plástico 1	Quantidade Secundária	10

Especificação Técnica

ALÇA DE POLIPECTOMIA, OVAL, FIO TRANÇADO, 30MMX220CM

Cateter, uso único e estéril, alça de ressecção endoscópica electrocirúrgica. Indicada para a ressecção de pólipos no trato gastrointestinal. Formato oval, fio trançado, abertura de 30 mm, comprimento de 220 cm, canal de trabalho de 2.8 mm.



Fabricante

FUJIFILM MEDWORK GMBH, MEDWORKRING 1, 91315 HÖCHSTADT - HÖCHSTADT AN DER AISCH/ALEMANHA.

Importador




LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA
CNPJ nº 32.150.633/0001-72 AFE nº 1.03174-9
Rua Izabel Ramos Fabeni, nº 104 - São João, Itajaí - SC, 88304-050, Brasil

**Nossos produtos
tem a qualidade garantida**





FUJIFILM
Value from Innovation

FUJIFILM
Therapeutics





Matriz Santa Catarina

 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João
Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
 IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

 Alameda São Boaventura, 392. Fonseca
Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
 IE: 92044106

Filial São Paulo

 Av. Ermanno Marchetti, 1435 - Galpão 01
Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
 IE: 141547910112